




CL SERIE compatibile
CAMLOG®






ANALOGO

ANALOGO

A - ACCIAIO



MONCONE PROVVISORIO

ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

Ti5 - TITANIO GRADO 5



MONCONE CALCINABILE

ROTANTE

NON ROTANTE

PMMA - POLIMETILMETACRILATO



MONCONE FRESABILE

MONCONE FRESABILE

Ti5 - TITANIO GRADO 5




VITI

PROTESICA

Ti5 - TITANIO GRADO 5

Ø 3.8 ARTICOLO	Ø 4.3 ARTICOLO	Ø 5.0 ARTICOLO
AN2352	AN2353	AN2354
AN2641	AN2642	-
AN2643	AN2644	-
AN2355	AN2356	-
AN2645	AN2646	-
AN2357	AN2647	AN2648
AN2649	AN2649	AN2650

DUAL System



DUAL SYSTEM

ROTANTE - H 0.5 mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm

Ti5 - TITANIO GRADO 5



SCANBODY

ROTANTE

NON ROTANTE

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

Ø 3.8 ARTICOLO	Ø 4.3 ARTICOLO	Ø 5.0 ARTICOLO
AN2358	AN2359	AN2360
AN2651	AN2652	AN2653
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN R	SCAN W

	Ø 3.8 (SD)	Ø 4.3 (RD)	Ø 5.0 (WD)
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25
	M1.6	M1.6	M1.8
	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm

NOTE LEGALI

Camlog® è un marchio registrato da Camlog Biotechnologies AG, Germania.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.