




I SERIE compatibile
IDI EVOLUTION®





ANALOGO

ANALOGO


A - ACCIAIO



TRANSFER

TRANSFER OPEN TRAY

T15 - TITANIO GRADO 5



MONCONE PROVVISORIO

ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

T15 - TITANIO GRADO 5



MONCONE CALCINABILE

ROTANTE

NON ROTANTE

PMMA - POLIMETILMETACRILATO



MONCONE FRESABILE

MONCONE FRESABILE

T15 - TITANIO GRADO 5




VITI

PROTESICA

TRANSFER

T15 - TITANIO GRADO 5

FOR PRESS



BASE "FOR PRESS"


ROTANTE

NON ROTANTE

T15 - TITANIO GRADO 5



ANATOMICA



DRITTA

VITE GUARIGIONE ANATOMICA

ANATOMICA H 2.0 mm

ANATOMICA H 3.0 mm

ANATOMICA H 5.0 mm

DRITTA H 2.0 mm

DRITTA H 3.0 mm

DRITTA H 5.0 mm

T15 - TITANIO GRADO 5

Ø 4.0
ARTICOLO

AN3147

AN2405

AN3149

AN3148

AN3150

AN3151

AN2540

AN2321

AN2403

AN3097

AN2427




AN2428

AN2429

AN2424

AN2425

AN2426

	Ø 3.8 (SD)	Ø 4.3 (RD)	Ø 5.0 (WD)
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25
	M1.6	M1.6	M1.8
	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm

NOTE LEGALI

IDI Evolution® è un marchio registrato da IDI Evolution® Srl, Italia.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.