




**LP SERIE** compatible  
**LIFECORE® / PRIMACONNEX®**





## ANALOGO

ANALOGO

A - ACCIAIO



## MONCONE CALCINABILE

ROTANTE

NON ROTANTE

PMMA - POLIMETILMETACRILATO



## VITI

CONFEZIONE DA 1 PEZZO

PROTESICA

T15 - TITANIO GRADO 5

Ø 3.5 (SD)  
ARTICOLO

AN2365

Ø 4.1 (RD)  
ARTICOLO

AN2366

Ø 5.0 (WD)  
ARTICOLO

AN2367

AN2368

AN2369

AN2370

AN2019

AN2020


AN2021

AN2022

AN2022

AN2022

## DUAL System



## DUAL SYSTEM

RUOTANTE - H 1.0 mm

NON RUOTANTE - H 1.0 mm

T15 - TITANIO GRADO 5

Ø 3.5 (SD)  
ARTICOLO

AN2371

Ø 4.1 (RD)  
ARTICOLO

AN2372

Ø 5.0 (WD)  
ARTICOLO

AN2373

AN2063

AN2064

AN2065



## SCANBODY

ROTANTE

NON ROTANTE

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

SCAN N-R

SCAN R-R

SCAN W-R

SCAN N

SCAN R

SCAN W

## Comby Chrome



## COMBY CHROME

ROTANTE

NON ROTANTE

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

Ø 3.5 (SD)  
ARTICOLO

AN2447

Ø 4.1 (RD)  
ARTICOLO

AN2445

Ø 5.0 (WD)  
ARTICOLO

-

AN2453

AN2446

-

	Ø 3.5 (SD)	Ø 4.1 (RD)	Ø 5.5 (WD)
	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 30
	M1.8	M1.8	M1.8
	Q1.3	Q1.3	Q1.3

### NOTE LEGALI

PrimaConnex® è un marchio registrato da Lifecore® Biomedical Group.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.