



NE SERIE compatible
NEOSS® / PROACTIVE®






ANALOGO

ANALOGO

A - ACCIAIO

Ø 4.0
ARTICOLO

AN2375



MONCONE PROVVISORIO

ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

T15 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

AN2292

AN2376



MONCONE CALCINABILE

ROTANTE

NON ROTANTE

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

AN2377

AN1633



MONCONE FRESABILE

MONCONE FRESABILE

MONCONE FRESABILE ANGOLATO 25°

T15 - TITANIO GRADO 5

AN2378

AN1634




VITI

PROTESICA

T15 - TITANIO GRADO 5

AN1632

DUAL System



DUAL SYSTEM

ROTANTE - H 0.5 mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm

T15 - TITANIO GRADO 5

Ø 4.0
ARTICOLO

AN2379

AN2374



SCANBODY

ROTANTE

NON ROTANTE

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

SCAN R-R

SCAN R

Comby Chrome



COMBY CHROME

ROTANTE

NON ROTANTE

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

Ø 4.0
ARTICOLO

AN2922

AN2923

NOTE LEGALI

Neoss® è un marchio registrato da Neoss Limited, UK

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.